



ECP

Leistungsdaten



Spezifische Leistungsdaten

nur zur Leistungsbewertung

Einschränkungen und Interferenzen

Ikterus:	0 - 18,3 mg/ dL Bilirubin F; ohne Beeinträchtigung
	0 - 19,0 mg/ dL Bilirubin C; ohne Beeinträchtigung
Chylus:	bis 1390 Units (Formazin); ohne Beeinträchtigung
Rheumafaktor:	0 - 5000 IU/ mL; ohne Beeinträchtigung

Auch schwach hämolytische Seren nicht verwenden!

Hochgradig lipämische Seren nicht verwenden!

Eine Kreuzreaktion mit EDN bis 500 ng/ml EDN wurde nicht beobachtet

