



Gesamt IgE

Leistungsdaten



Spezifische Leistungsdaten

Analytische Spezifität:	Kreuzreaktivität mit IgG nicht zu erwarten bis 25 mg IgG/ ml
Analytische Sensitivität:	> 88 %
Richtigkeit:	81-83 %
Reproduzierbarkeit:	VK < 16 % (Inter-Assay [Basis IU/ ml])
Wiederholbarkeit:	VK < 12 % (Intra-Assay [Basis IU/ ml])
Untere Nachweisgrenze:	5 IU/ ml
Messbereich:	5-1500 IU/ ml

Rückführbarkeit der Gesamt IgE Standardreihe: WHO IRP 75/ 502

Einschränkungen und Interferenzen

Ikterus:	0-0,1 mg/ml Bilirubin;	ohne Beeinträchtigung
Hämolyse:	0-8 mg/ml Hämoglobin;	ohne Beeinträchtigung
Lipämie:	0-5 mg/ml Triglyceride;	ohne Beeinträchtigung

